

AGUA LAVANDINA CONCENTRADA

Descripción

La lavandina es un limpiador desinfectante oxidante muy potente, de tipo alcalino para superficies en general.

Aplicaciones y recomendaciones:

La lavandina es un limpiador desinfectante especialmente recomendado para limpieza y desinfección en general

Ventajas

Limpia y desinfecta a fondo.
Remueve manchas.
Apto para potabilizar agua.

Modo de empleo

Inodoros: Descargue el depósito de agua y vierta una taza de lavandina Dr. Limpio-Dione en el inodoro. Cepille, deje actuar 10 minutos antes de una nueva descarga.

Pileta de la cocina: Llenar la pileta con 3 litros de agua agregar $\frac{3}{4}$ a taza de lavandina Dr. Limpio-Dione ; dejar actuar 5 minutos antes de enjuagar.

Bañaderas, duchas, ceramicos , azulejos, pisos vinilicos y artefactos: Diluir $\frac{1}{4}$ taza de lavandina Dr.Limpio - Dione en 1 litro de agua tibia, dejar actuar 5 minutos antes de enjuagar.

Articulos de bebe, cómo juguetes, cambiadores, cunas, sillas altas, corralitos: Diluir $\frac{1}{3}$ de taza de lavandina en un litro de agua tibia. Aplique con esponja. Dejar actuar 5 minutos antes de enjuagar.

Frutas, verduras y utensilios: Diluir una cucharadita de lavandina Dr.Limpio-Dione en por cada litro de agua.

Para desinfectar agua: agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar $\frac{1}{2}$ hora. **Para usar cómo desinfectante general diluir $\frac{1}{4}$ de taza en un litro de agua**

Recomendaciones para lavar ropa blanca:

(usar junto al polvo para lavar Dr. Limpio - Dione)

Lavarropas automáticos con gaveta: Verter agua lavandina Dr.Limpio-Dione en la gaveta correspondiente hasta el nivel indicado en la misma.

Lavarropas semiautomaticos:

Agregar ½ taza de Agua lavandina Dr. Limpio-Dione y polvo para lavar Dr. Limpio-Dione sobre el agua del lavado (siempre antes de las prendas).

Lavado a mano: para prelavado o lavado final, agregar ¼ taza de agua lavandina Dr. Limpio-Dione y polvo para lavar Dr. Limpio-Dione en 10 litros de agua (siempre antes de las prendas). Remojar las prendas durante 5 minutos. Luego enjuagar. No utilizar en prendas de lana, seda, cuero, mohair o de colores no firmes. Si luego de realizar el lavado en lavarropas automático o semiautomático utilizando agua lavandina Dr. Limpio-Dione desea lavar prendas de color es recomendable realizar un ciclo de lavado sin prendas para enjuagar posibles restos de agua lavandina que puedan desteñir sus prendas de color.

*UNA TAZA EQUIVALE A 240 CM³

Información Técnica

Composición: Hipoclorito de sodio 55 g Cl/L

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Apariencia: líquido cristalino ligeramente amarillo

Densidad (g/cm³): 1,05 - 1,10

pH: 11-13

Olor: característico

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

El producto es una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de cloro activo de 55 g/l a la salida de la fábrica. Dicha concentración es afectada por la luz y por el paso del tiempo, por eso le recomendamos: Mantener el producto en su envase original en un lugar fresco y oscuro.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

¡CUIDADO! Irritante para los ojos, piel y mucosas. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No mezclar este producto con otros productos de limpieza, tales como productos con amoníaco, limpiadores de inodoro, removedores de sarro, detergentes o ácidos, la mezcla con dichos productos genera gases tóxicos. Usar guantes para su manipulación, en caso de aplicar sobre superficies en contacto con alimentos enjuague con agua potable. No aplicar sobre personas, alimentos y animales. Mantenga el producto en el envase original. No reutilizar el envase para otros fines. No utilizar para la limpieza de utensilios de cocina, vasos y platos. NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS, LA MEZCLA CON ÁCIDOS O PRODUCTOS AMONIACALES PRODUCE GASES TÓXICOS. PRIMEROS AUXILIOS: en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua corriente. Si persiste la irritación consulte al servicio de salud o Centro de intoxicaciones. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua

corriente con los párpados levantados por 15 minutos; y consultar al servicio de salud o Centro de intoxicaciones llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de inhalación si se presentan molestias en el sistema respiratorio sacar a la persona al aire fresco. En caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico o Centro de intoxicaciones llevando el envase o rótulo del producto.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160; Unidad de toxicología Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247; Htal. de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas: (011) 4658-3002/20.

PRESENTACIÓN:

Envases de polipropileno de 1 y 2 Litros de contenido neto (venta libre). Bidones de polipropileno de 5, litros (venta Libre) y 10, 20, 30, 50, 60 litros de contenido neto (venta profesional). Tambores de polipropileno de 100 y 200 litros de contenido neto. Contenedores de polipropileno de 1000 litros.

DIONE QUIMICA SA

Cnel. Mendez 1062 Wilde

Buenos Aires Argentina

Tel. 00 54 11 4207 2800

consultas@dionequimica.com.ar

www.dionequimica.com.ar

Versión	Revisó
1.0	Control de calidad